

PROTAP

Cara Verifikasi Harian Timbangan

No	:	PK	VK	076		
Revisi	:	04				
Berlaku	:	3	1	MAR	2021	
Paraf	:	₹.				_

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melakukan verifikasi timbangan untuk memastikan ketepatan dan ketelitian hasil pengukuran timbangan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pelaksanaan verifikasi timbangan untuk semua merek dan kapasitas yang digunakan dalam proses produksi dan pengujian produk yang dilaksanakan setiap hari sebelum digunakan untuk penimbangan di seluruh Bidang di PT Indofarma.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Asman Kalibrasi, Kualifikasi, dan Validasi
- 3.2 Manajer Pemastian Mutu

4 Bahan dan Alat

- 4.1 Batu timbang (minimal kelas F2) yang terkalibrasi dan masih berlaku
- 4.2 Sarung tangan
- 4.3 Pinset

5 Definisi

Verifikasi adalah tindakan pembuktian yang dilakukan untuk pemeriksaan kebenaran suatu alat ukur menggunakan alat ukur yang telah dikalibrasi dan tertelusur ke standard internasional.

6 Prosedur

- 6.1 Verifikasi dilakukan oleh pemilik timbangan pada saat :
 - 6.1.1 Setiap pagi hari sebelum digunakan, atau
 - 6.1.2 Timbangan baru terhubung dengan sumber listrik.
- 6.2 Verifikasi dilakukan oleh pemilik timbangan
- 6.3 Bersihkan pan timbang.
- 6.4 Pastikan kedudukan timbangan dalam keadaan datar (posisi *waterpass* berada di tengah)
- 6.5 Sambungkan instalasi listrik timbangan dan nyalakan display.
- 6.6 Biarkan timbangan menyala minimal selama 5 menit untuk pengkondisian alat.
- 6.7 Gunakan batu timbang yang sesuai dengan kapasitas timbangan seperti tercantum pada Tabel 1 (saat mengambil batu timbang, gunakan sarung tangan dan pinset untuk menjaga keakuratan pengukuran).

Tabel 1. Penggunaan	bati	u tim	bang	untuk	veriti	kası
---------------------	------	-------	------	-------	--------	------

Jenis Timbangan	Kapasitas Timbangan	Batu Timbang yang Digunakan
Analitik	120 g - 330 g	1 g / 2 g
Non analitik	120 g - 330 g	10 g / 20 g
Kapasitas sedang	1 kg - 10 kg	1 kg / 2 kg
Kapasitas besar	>10 kg – 150 kg	10 kg / 20 kg
Kapasitas sangat besar	1 ton	200 kg



PROTAP

Cara Verifikasi Harian Timbangan

No	:	PK	VK	076	
Revisi	:	04			
Berlaku	:	3	j	MAR	2021
Paraf		\mathcal{I}			

6.8 Lakukan penimbangan di setiap titik seperti Gambar-1 dengan urutan ABCD atau ABCDE.

Gambar-1. Posisi penimbangan







- 6.9 Catat hasil penimbangan dalam catatan harian verifikasi timbangan.
- 6.10 Timbangan dinyatakan baik jika hasil yang ditunjukkan batu timbang dalam rentang : maksimum ± 0.3% dari nilai nominal batu timbang yang digunakan.
- 6.11 Periksa hasil verifikasi timbangan oleh spv. User pemilik timbangan.
- 6.12 Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak baik segera laporkan kepada supervisor untuk segera dibuatkan CPS (catatan Penyimpangan Spesifikasi) agar segera ditindaklanjuti bidang Pemastian Mutu
- 6.13 Pengisian Formulir Verifikasi
 - 6.13.1 Isikan identitas timbangan sebagai berikut :

6.13.1.1 No. Timbangan
6.13.1.2 Merek
6.13.1.3 Tipe
6.13.1.4 Berat Kalibrator
diisi dengan kode kalibrasi timbangan yang diverifikasi
Timbangan yang diverifikasi
Bobot yang digunakan untuk verifikasi

6.13.1.5 Tgl Kalibrasi kalibrator: Tanggal kalibrasi yang tertera pada wadah

batu timbang

6.13.1.6 Kelas Batu Timbang : Kelas batu timbang yang dipakai verifikasi

(F1/F2/M)

6.13.1.7 No Ruangan : Lokasi timbangan ditempatkan6.13.1.8 Penanggung Jawab : Spv Bidang yang pemilik timbangan

6.13.2 Syarat penyimpangaan maksimal diisikan dari ± 0,3% terhadap nilai batu timbang yang digunakan.

- 6.13.3 Beri tanda (√) pada gambar bentuk pan dan posisi batu timbangan.
- 6.13.4 Isikan bulan pada kolom Bulan
- 6.13.5 Hasil diisi dengan keterangan MS / TMS
- 6.13.6 Paraf Petugas diisi oleh pelaksana verifikasi
- 6.13.7 Paraf Pemeriksa diisikan oleh spv bidang
- 6.13.8 Formulir disetujui oleh Asman Bidang setiap akhir, bulan berjalan

7 Lampiran

7.1 Catatan harian verifikasi timbangan (FKV002)

8 Pustaka

8.1 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2012. *Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik Edisi 2012*, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.



PROTAP

Cara Verifikasi Harian Timbangan

No	:	PKVK	076	
Revisi	:	04		
Berlaku	:	31	MAR	2021
Paraf				

9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan				
02	14 Des 2017	Penambahan pada 6.9 (menjadi butir 6.10) hasil verifikasi diperil oleh spv. pemilik timbangan				
03	27 Dec 2019	Perubahan format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen no. XQS011				
		2. Penambahan penanggungjawab pada butir 3				
04	1 1000 CLASS & A	Perubahan pada 6.7 tabel 1 yakni kapasitas timbangan >10 kg- 60 kg menjadi >10 kg - 150 kg.				
04		Penambahan pada 6.7 tabel 1 yakni jenis timbangan dengan kapasitas sangat besar.				

10 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang tiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajèr Pemastian Mutu.

11 Distribusi

Salinan Protap ini secara umum didistribusikan ke :

- 11.1 Bidang Pengawasan Mutu
- 11.2 Bidang Pengawasan Mutu
- 11.3 Bidang Produksi
- 11.4 Bidang Litbang
- 11.5 Bidang SCM

12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	QA Spesialis Kalibrasi	PM	mfmm-	24 Mar 202
Diperiksa oleh	Asman Kalibrasi Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi	РМ	*	24 Mar 20
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	РМ	All	29 mar 2

13 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pemastian Mutu	20 Mar 2023	CHAP CO	Fotap ini masih sesua
2.	Manajer Pemastian Mutu		,	



Daftar Hadir

No : F-WM-01-08

Revisi: 02

Berlaku: 08 Jan 2021

Hal. : 1 / 1

Tanggal

: 24 Maret 2021

Waktu

: 10.00-selesai

Tempat

: R.Kerja QA

Agenda

: Sosialisasi Protap Cara Verifikasi Harian Timbangan

No.	Nama	Bidang	Tanda Tangan	Keterangan
١,	Maria Ulfah	ОД	ofmar	-
2.	Piyan Pupian	ar	ofmer	_
3	Asnawi Wyas	8.4	f	
4	Agusti Fhavdli	QA.	A.	-
-		,		
			·	
				·
	·			