

PROTAP

Pembuatan dan Pembakuan Larutan Volumetrik Iodum 0,1 N

No.	į	РМАЗ	4	
Rev.	:	03		
Berlaku	:	02	FEB	2022
Paraf	:	1.		

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pembuatan dan pembakuan larutan volumetrik iodum 0,1 N agar kualitas dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembuatan dan pembakuan larutan volumetrik iodum 0,1 N yang digunakan untuk analisis di laboratorium.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer R & D

4 Definisi

- 4.1 Pereaksi disingkat P adalah suatu zat yang digunakan sebagai pereaksi atau sebagai unsur pokok dari larutan,
- 4.2 Larutan Volumetrik disingkat LV adalah larutan suatu pereaksi dengan kadar diketahui dan dibakukan untuk digunakan terutama pada penetapan kuantitatif. Kadar biasanya dinyatakan dalam normalitas (N).
- 4.3 Larutan Pereaksi disingkat LP adalah larutan dari pereaksi dalam pelarut dan kadar tertentu yang sesuai untuk penggunaan tertentu.

5 Alat dan Bahan

5.1. Alat

- 5.1.1 Buret 50 ml
- 5.1.2 Labu tentukur 1000 ml
- 5.1.3 Gelas ukur 100 dan 10 ml
- 5.1.4 Labu Erlenmeyer 250 ml
- 5.1.5 Pengaduk magnetik

5.2. Pereaksi

- 5.2.1 Iodum P
- 5.2.2 Kalium lodida P
- 5.2.3 Asam klorida P (36%)
- 5.2.4 Larutan natrium tiosulfat 0,1 N LV
- 5.2.5 Asam klorida 1 N
- 5.2.6 Kanji LP

Suspensikan 1 g kanji P dalam 10 ml air, tuangkan ke 200 ml air mendidih sambil diaduk, didihkan campuran sampai diperoleh cairan jernih agak kental. Dinginkan sampai suhu ruang, gunakan beningannya. Larutan ini dibuat segar.

6 Prosedur

6.1 Pembuatan

6.1.1 Timbang seksama kurang lebih 36 g kalium iodida P.



PROTAP

Pembuatan dan Pembakuan Larutan Volumetrik Iodum 0,1 N

No. : PMA34

Rev. : 03

Berlaku : 0 2 FEB 2022

Paraf : 0.

- 6.1.2 Masukkan ke labu tentukur 1000 ml, larutkan dalam 100 ml air.
- 6.1.3 Tambahkan 14 g iodum P yang ditimbang seksama, larutkan.
- 6.1.4 Tambahkan 3 tetes asam klorida P dan encerkan dengan air hingga 1000,0 ml, campur.
- 6.1.5 Simpan dalam botol kaca coklat.

6.2 Pembakuan

- 6.2.1 Pipet 25,0 ml larutan iodum 0,1 N ke Erlenmeyer 250 ml
- 6.2.2 Encerkan dengan air hingga 100 ml.
- 6.2.3 Tambahkan 1 ml asam klorida 1 N, campur.
- 6.2.4 Titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N LV sampai warna kuning pucat.
- 6.2.5 Tambahkan 2 ml kanji LP, campur.
- 6.2.6 Lanjutkan tirtasi sampai larutan tidak berwarna.

6.3 Perhitungan

Normalitas = $\frac{V \times N}{25}$

N : normalitas tiosulfat 0,1 N LV
 V : volume larutan penitar, ml
 25 : volume iodum 0,1 N, ml

7 Pustaka

Farmakope Indonesia Edisi VI, 2020

8 Catatan Perubahan

Rev	Berlaku	Perubahan		
02	26 Maret 2019	Perubahan format dokumen dan logo indofarma		
03	02 FEB 2022	Perubahan pustaka		

9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu

10 Distribusi

Bidang R & D



PROTAP

Pembuatan dan Pembakuan Larutan Volumetrik Iodum 0,1 N

No.		PMA34
	100	

Rev. : 03

Berlaku : 02 FEB 2022

Paraf : .

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal	
Disusun oleh	Supervisor Metode Analisis	LB	Tris	28 Jan 2022	
Diperiksa oleh	Asman Metode Analisis	LB	Un'	28 Jan 2022	
Disetujui oleh 1.	Manajer R & D	LB	Wir	28 Jan 2022	
2.	Manajer Pemastian Mutu	PM	16 MIGZ	29 Jan 2021	

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			