

 <b>indofarma</b>	<b>Daftar Periksa Line Clearance Proses Pembuatan Massa Granul</b>	No. : FPR006
		Revisi : 01
		Berlaku : 17 Sep 2018
		Hal. : 1 / 1

**Produk** : .....  
**No Bets** : .....  
**Tanggal** : .....  
**No. Ruangan** : .....

No	Mesin	Syarat	Hasil Pengamatan		
			MS	TMS	
<b>Pastikan Mesin dan Peralatan yang akan digunakan telah bersih dan tidak ditemukan bahan/produk sebelumnya serta berfungsi dengan baik :</b>					
1	<b>Mixer</b> - Bagian dalam <i>mixer</i> - Bagian dalam tutup mixer - Seal tutup mixer - <i>Agitator</i> - <i>Chopper</i> - Wadah Produk		Bersih	[ ]	[ ]
			Bersih	[ ]	[ ]
			Bersih	[ ]	[ ]
			Bersih	[ ]	[ ]
			Bersih	[ ]	[ ]
			Bersih	[ ]	[ ]
2	Informasi produk sebelumnya Nama produk : ..... Nomor bets : .....				
3	Meja dan kursi (permukaan dan bagian bawahnya)	Bersih	[ ]	[ ]	
4	Wadah sampah bersih dari sisa produk atau bahan dari produk sebelumnya	Bersih	[ ]	[ ]	
PARAF OPERATOR					
PARAF PEMERIKSA					
PARAF IPC					
DIIJINKAN UNTUK MEMULAI PROSES			YA / TIDAK		
<b>Catatan :</b>  					