



Daftar Periksa Line Clearance
Proses Washing & Sterilisasi Vial

No. : FST3007
Revisi : 00
Berlaku : 11 Feb 2020
Hal. : 1 / 1

Produk :
No Bets :
Tanggal :
No. Ruangan :

No	Mesin	Syarat	Hasil Pengamatan	
			MS	TMS
Pastikan Mesin dan Peralatan yang akan digunakan telah bersih serta berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan bahan / produk sebelumnya :				
1	Washing Machine Cozzoli			
	- Bagian bawah mesin	Bersih	[]	[]
	- Kolom pencucian	Bersih	[]	[]
	- Body mesin	Bersih	[]	[]
	- Needle holding plate	Bersih	[]	[]
	- Loading plate	Bersih	[]	[]
	- Tray antara dan tray sterilisasi	Bersih	[]	[]
2	Oven E-chung			
	- Status kalibrasi	Masih Berlaku	[]	[]
	- Rak sterilisasi	Bersih	[]	[]
	- Bagian bawah mesin	Bersih	[]	[]
3	Laminar Air Flow (LAF)	Bersih	[]	[]
	- Status kalibrasi	Masih Berlaku	[]	[]
	- Monitoring HEPA filter	Sudah Dilakukan	[]	[]
4	Informasi produk sebelumnya Nama produk : Nomor bets :			
5	Meja dan kursi (permukaan dan bagian bawahnya)	Bersih	[]	[]
6	Wadah sampah bersih dari sisa produk atau bahan dari produk sebelumnya	Bersih	[]	[]
PARAF OPERATOR				
PARAF PEMERIKSA				
PARAF IPC				
DIIJINKAN UNTUK MEMULAI PROSES			YA / TIDAK	
Catatan :				