



INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD01-P006 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Masuk dan Keluar Tamu di Produksi Steril			
Tgl. Berlaku: 17 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 17 JUN 2028	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Produksi Steril		17 jun 2025
Diperiksa Oleh	Manager Produksi Steril		17 jun 2025
Disetujui Oleh	General Manager Produksi		17 jun 2025
	General Manager Quality Assurance		17 jun 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda ✓ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Produksi		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD01-P006 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Masuk dan Keluar Tamu di Produksi Steril			
Tgl. Berlaku: 17 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 17 JUN 2028	Paraf: n	

1 Tujuan

Instruksi Kerja ini disusun agar tamu dapat masuk dan keluar di Department Steril Divisi Produksi dengan benar sehingga pencemaran partikel dan mikroba dalam ruangan dapat dikendalikan seminimal mungkin

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini berlaku untuk memandu tamu yang akan masuk dan keluar koridor di Department Steril, Divisi Produksi

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman dan Manager Produksi Steril

4 Bahan dan Alat

4.1 Baju Pelindung

5 Prosedur

5.1 Masuk

- 5.1.1 Bersihkan telapak sepatu pada jeruji besi
- 5.1.2 Masuk ke ruang masuk tamu dan tutup pintu
- 5.1.3 Ambil baju sesuai ukuran dan pakai.
- 5.1.4 Ambil topi dan pakai
- 5.1.5 Rapikan baju dan topi yang dipakai di depan cermin
- 5.1.6 Ambil " cover " sepatu sesuai ukuran
- 5.1.7 Duduk pada ujung bangku diluar garis merah
- 5.1.8 Tutup sepatu dengan cover sepatu
- 5.1.9 Putar badan 180°, sehingga sepatu tercover masuk ke area didalam garis merah
- 5.1.10 Masuk ke koridor dan tutup pintu

5.2 Keluar

- 5.2.1 Masuk ke ruang loker tamu , tutup pintu
- 5.2.2 Duduk pada bangku dengan kaki bersih dalam area garis merah, putar badan 180° sehingga sepatu tercover ke luar area garis merah
- 5.2.3 Lepaskan cover sepatu, baju dan topi
- 5.2.4 Letakkan cover sepatu , baju, topi pada tempat yang disediakan
- 5.2.5 Keluar dari loker tamu dan tutup pintu

6 Tindak lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Instruksi Kerja ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD01-P006 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Masuk dan Keluar Tamu di Produksi Steril				
Tgl. Berlaku: 17 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 17 JUN 2028	Paraf: 		

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 JUN 2025	1. Perubahan pada format dokumen sesuai sistem dokumentasi terkini 2. Perubahan Protap No. PST1D015 menjadi Instruksi Kerja No. PRD01-P006 Rev.00

8 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manager Produksi dan General Manager Quality Assurance

9 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi Kerja ini akan didistribusikan ke :

9.1 Divisi Produksi









FORMULIR	Nomor:	Tgl. Berlaku:	 indofarma Member of Biofarma Group
	QUA01-P001-F0002 Rev.00	27 Okt 2023	
Daftar Hadir			

Tanggal : 17 Juni 2025

Waktu : 08.00 - 09.00 WIB

Tempat : Produksi Steril

Agenda : Sosialisasi IK baru No. PR001-P006 Rev.00 tentang "Cara Masuk dan Keluar Tamu di Produksi Steril"

No.	Nama	Divisi	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Unggul Iarcho	Produksi Steril		
2.	I Made Purnama	Prod. Steril		
3.	Purno Suroto	Prod. Steril		
4.	Hasan	Prod. Steril		
5.	Fiki Khobrah	Prod. Steril		
6.	Warno	Prod. Steril		
7.	Purnamayati	Prod. Steril		
8.	Heru Listanto	Prod. Steril		
9.	Syahrani	Prod. Steril		
10.	Munib	Prod. Steril		
11.	Mirko S.	Prod. Steril		
12.	Miftahudin	Prod. Steril		
13.	Peri Rinaldi	Prod. Steril		
14.	Xani - Nugroho	Prod. Steril		
15.	Apujandi Halim	Prod. Steril		
16.	Tri Sugawo	Prod. Steril		
17.	M. Rizki Murtami	Prod. Steril		





FORMULIR	Nomor: QUA01-P001-F0002 Rev.00	Tgl. Berlaku: 27 Okt 2023	 indofarma Member of Biofarma Group
	Daftar Hadir		

Tanggal : 17 - Juni - 2025

Waktu : 08.00 - 09.00 WIB

Tempat : Produksi Steril

Agenda : Sosialisasi Ik baru No. PR01-P006 Rev.00 tentang "Cara Masuk dan Keluar Tamu di Produksi Steril"

No.	Nama	Divisi	Tanda Tangan	Keterangan
18.	Andreane Desi M.S	Prod. Steril		
19.	Sari Grafiyanti	Prod. Steril		
20.	Febriana Dewi	Prod. Steril		
21.	Pinda Ayu Ramadhani	Prod. Steril		
22.	Adinda Khairiyah	Prod. Steril		
23.	Apriyandi Halim	Prod. Steril		
24.	Ayu Nurhaemi	Prod. Steril		
25.	Ayu Pandini	Prod. Steril		
26.	Dara Pugriati	Prod. Steril		
27.	Bahayu Purnamasari	Prod. Steril		
28.	Rina Apriba	Prod. Steril		
29.	M. Rizki Murtami	Prod. Steril		
30.	Tri Sugawo	Prod. Steril		
31.	Ulfa Tanti - F	Prod. Steril		
32.	Suwanda Setiawan	Prod. Steril		
33.	Aditia Permana	Prod. Steril	