
	PROTAP Tatacara Keluar Dari Ruang Produksi Kelas A/B (Aseptis) Non Cephalosporin	No : PST1D011
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk keluar dari ruang produksi kelas A/B (Aseptis) agar cara keluar dari ruang produksi kelas A/B (Aseptis) Non Cephalosporin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



2 Cakupan



Protap ini meliputi cara keluar dari ruang produksi kelas A/B (Aseptis) di ruang produksi Steril Non Cephalosporin Seksi Steril Bidang Produksi




3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Steril

4 Prosedur

<p>4.1 Dari ruang kelas A/B (Aseptis) , masuk kedalam Change Room D –Shoes OFF melalui personel A/L dan Change Room B-On.</p>	
<p>4.2 Di Change Room D –Shoes OFF :</p> <p>4.2.1 Lepaskan pakaian kerja kelas A/B (Aseptis) dan (perlengkapannya (Bootish, Sarung tangan & Goggle)</p>	

	PROTAP Tatacara Keluar Dari Ruang Produksi Kelas A/B (Aseptis) Non Cephalosporin	No : PST1D011
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

<p>4.2.2 Masukan pakaian kerja kelas A/B dan (Aseptis) perlengkapannya (<i>Bootish</i>, Sarung tangan & Goggle) kedalam wadah baju kotor.</p>	
<p>4.2.3 Gunakan pakaian kerja kelas D dan sepatu kelas D, pastikan baju kelas D sudah digunakan dengan benar</p>	
<p>4.2.4 Keluar ke kelas D melalui personel A/L</p>	

5 Tindak Lanjut


Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan protap ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab protap

6 Lampiran

-

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	11 Jul 2018	Terbitan pertama
01	24 Mar 2021	Perubahan format dokumen dan logo
02	20 JUN 2023	Masa berlaku dokumen habis

 indofarma	PROTAP Tatacara Keluar Dari Ruang Produksi Kelas A/B (Aseptis) Non Cephalosporin	No : PST1D011
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : ↓

8 Tinjauan Ulang





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap akan didistribusikan ke :

9.1 Bidang Produksi

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi Steril	PR		20 JUN 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi Steril	PR		20 JUN 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		20 JUN 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		20 JUN 2023

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			