

	Catatan Analisis Bahan Pengemas	No. : F-AM-02-19
		Rev. : 00
		Berlaku : 05 Januari 2015

No. LA :	No. Lot :
----------	-----------

<input type="checkbox"/> Disposable Syringe	<input type="checkbox"/> Pipet Tetes plastik	<input type="checkbox"/> Hanger
Nama Sampel :	Edisi :	
Pemasok :	No. PPB :	
Produsen :	No. SPK :	

Catatan Sampling

Masuk :	Di Buka :	Di Uji :
Kemasan luar :	Kemasan dalam :	
Tgl. Sampling :	Petugas Sampling :	Paraf :

Identifikasi Bahan :

Penentuan Ukuran (mm)

Panjang : Pipet / Syringe / Hanger :	Tebal Hanger :
Panjang Jarum :	Ø Badan Hanger / Mulut Hanger *) :
Ø Luar ujung : Pipet / Syringe *) :	Tinggi Cap :
Ø Dalam ujung pipet :	Tinggi Rubber teat :
Ø Luar pangkal Pipet / Jarum *) :	Ø Rubber teat :
Ø Dalam Pangkal Pipet :	Ø Luar Cap :
Uji ketajama Jarum :	Ø Dalam Cap :
Pengamatan Cetakan :	Ø Leher Rubber teat :

Pengujian Lain

Kejernihan dan Warna Larutan :	Konduktivitas :
Uj Absorbansi :	pH :
Uji Keasaman kebasaaan :	Uji Zat Pereduksi :
Uji Logam berat :	Penentuan Kapasitas :
Uji Ketajaman Jarum suntik :	Sisa Penguapan :

Pengamatan Cacat Kemasan

<input type="checkbox"/> Kritis :% (Sy : 0 %) :
<input type="checkbox"/> Fungsional :% (Sy : Maks. 2%) :
<input type="checkbox"/> Kosmetik :% (Sy : Maks. 5%) :

Penguji :	Paraf :	Tgl. :
-----------	---------	--------

Kesimpulan :	<input type="checkbox"/> Memenuhi Syarat	<input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi Syarat
---------------------	--	--

Catatan :	Bekasi,
	<hr/> Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemas

Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai *) coret yang tidak perlu